

Pharmagel® comfort

Επιθηλιοποίηση **χωρίς εξίδρωμα**
Επίθεμα Υδρογελώδες
σε συμπαγή μορφή με αδιάβροχη
διάφανη αυτοκόλλητη αεροδιαπερατή
μεμβράνη κάλυψης

Το επίθεμα έχει τις ιδιότητες
του Pharmagel και επιπλέον
διαθέτει περιμετρικά αυτοκόλλητη
αεροδιαπερατή μεμβράνη
πολυουρεθάνης που επιτρέπει την
εφαρμογή του επιθέματος **χωρίς**
επιπλέον υλικά στήριξης.

