

Pharmagel®

Επιθηλιοποίηση **χωρίς εξίδρωμα**

Επίθεμα Υδρογελώδες

σε συμπαγή μορφή με αδιάβροχη
διάφανη αυτοκόλλητη αεροδιαπερατή
μεμβράνη κάλυψης

Επίθεμα υδρογέλης σε στερεή μορφή
έτοιμο για χρήση, κατασκευασμένο
από απορροφητική πολυμερισμένη
πολυουρεθάνη, με περιεκτικότητα
60% σε ισοτονικό διάλυμα.

Το επίθεμα είναι **κατάλληλο για την φάση της επιθηλιοποίησης** ώστε να παρέχει υγρασία στο τραύμα.

Παρέχει στην πληγή υγρασία **για αρκετές ημέρες**, απορροφώντας παράλληλα το χαμηλό εξίδρωμα και το συγκρατεί στη δομή του. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει το υγρό περιβάλλον για την επιτάχυνση της επούλωσης του τραύματος, προωθώντας την επιθηλιοποίηση.

Επίσης το επίθεμα έχει την δυνατότητα να **ενυδατώνει την νεκρωτική εσχάρα** με αποτέλεσμα την **εύκολη απομάκρυνσή της από το τραύμα**.

Το επίθεμα εξασφαλίζει το **μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα** και στην περίπτωση πλαστικής και γενικότερα στις χειρουργικές τομές σε εμφανή σημεία.

Επίσης είναι **ιδανικό για εγκαύματα έως δευτέρου επιπέδου**.

